

精密尿量計付閉鎖式導尿バッグ

# フジガード 500



FUJIGUARD 500—Teardrop Shape 2000ml.Bag with Preconnected 500ml.Urine Meter

**500ml ユーリンメーター**

## 〈フジガード500の特徴〉



### 500ml の精密尿量計

容量 500ml と大容量なため、尿量の測定が安心です。

目盛は、60mlまでは1ml単位、100mlまで2ml単位、500mlまで10ml単位です。



### ニードルレス採取ポート

ニードルレス サンプリングポートを採用しました。針無しシリンジで容易に採取可能な安全設計です。又、アスピレーション ベント付でチューブ内の尿滞留を防止します。



### 導尿チューブクランプ

ワンタッチクランプを採用しました。新鮮尿採取時等に片手で閉めることができます。



### 2つのハンガーフック

精密尿量計は水平を保ち、尿量の確認が容易です。マジックベルトで簡単に掛けることもできます。



### ワンタッチ クレム

ドレーンチューブのクレムは、ワンタッチ式です。on/off 操作は片手で容易に行えます。

品 番	品 名	仕 様	包 装
EA-6050	フジガード 500	500ml 精密尿量計付 2000ml 閉鎖式導尿バッグ	10セット (箱)

〈使用上の注意〉

- ・EOG 滅菌済です。再使用しないでください。
- ・包装が破損や汚損している場合は使用しないでください。
- ・使用前にドレーンチューブが閉まっていることを確認してからご使用ください。

輸入販売元

**株式会社フジメディカル**

〒160-0015  
東京都新宿区大京町25 新宿菅井ビル 8F  
TEL 03-3356-8377 FAX 03-3356-8380  
<http://www.fuji-medical.co.jp>

販売代理店