


カテーテルガード

ドレーン・ガード

Drain-Guard




- 皮膚への縫合固定が要らないカテーテル固定具
- カテーテルのキンク・潰れを防ぐ新しいデザイン


- 経皮的に挿入した5～16Fr.サイズのカテーテル用です。
- 皮膚接触面は皮膚に優しいハイドロコロイド材を使用。体液等を吸収し、刺入孔の汚染を防いで炎症を防止します。
- カテーテル・チューブを安全に固定する特別なデザインのフォーム材は、カテーテル・チューブのキンクを防止し、ずれ・移動を低減して刺入孔の拡張を防ぎます。
- 1週間まで確実な固定ができます。
- カテーテルを挿入したままシャワーできます。

ドレーン・ガードの使用方法（貼り方、剥がし方）

貼り方



剥がし方



■カテーテルガード

一般的名称: カテーテル固定用パッチ

品番	商品名	仕様	包装
8150	ドレーン・ガード	85mm × 75mm	25 個/箱
			個別包装 単回使用

ガンマ線滅菌済 医療機器届出番号: 13B1X00008000020

製造元: コペンハーゲンラボ社(デンマーク)

製造販売元 **株式会社フジメディカル**

販売代理店

〒160-0004

東京都新宿区四谷 4-1 細井ビル 5F

TEL 03-3356-8377 FAX 03-3356-8380

http:// www.fuji-medical.co.jp

Drain-Guard