

カテーテルガード エピ・ガード

Epi-Guard




- 皮膚への縫合固定が要らないカテーテル固定具
- カテーテルのキンク・潰れを防ぐ新しいデザイン


- 主に硬膜外麻酔用カテーテルの固定具です。
- アクシデントによるカテーテルの抜け・抜去を防止します。
- 皮膚に優しいハイドロコロイド材を使用し、カテーテル刺入部の汚染を防ぎます。
- 透明なハイドロコロイド材のカバーは、カテーテルの位置や刺入孔の観察ができます。
- ユニークなデザインのフォーム材はカテーテルのキンクを防ぎます。
- 1週間まで安全に固定できます。
- 固定具の交換が容易に行えます。

エピ・ガードの使用方法（貼り方、剥がし方）

貼り方



剥がし方



■カテーテルガード

一般的名称：カテーテル固定用パッチ

品番	商品名	仕様	包装
8170	エピ・ガード	55mm × 45mm	25個/箱 個別包装 単回使用

ガンマ線滅菌済 医療機器届出番号：13B1X00008000020

製造元：コペンハーゲンラボ社（デンマーク）

製造販売元 **株式会社フジメディカル**

販売代理店

〒160-0004

東京都新宿区四谷 4-1 細井ビル 5F

TEL 03-3356-8377 FAX 03-3356-8380

http://www.fuji-medical.co.jp

Epi-Guard