

カテーテルガード プリーラ・ガード


Pleura-Guard



- 皮膚への縫合固定が要らないカテーテル固定具
- カテーテルのキンク・潰れを防ぐ新しいデザイン

- 16～30Fr.サイズの胸部・胸腔ドレーンチューブ・カテーテル用です。
- 皮膚に優しいハイドロコロイド材の接着面と、カテーテルのキンクを防止するユニークでスリムなデザインのフォーム材はカテーテルを確実に固定します。
- 通常4～5日、最長7日まで使用できます。
- カテーテルを挿入したままシャワーできます。
- 透明なハイドロコロイド材のカバーは刺入部の観察・モニターが可能です。

プリーラ・ガードの使用方法（貼り方）



■カテーテルガード

一般的名称：カテーテル固定用パッチ

品番	商品名	仕様	包装
8161	プリーラ・ガード	70mm × 90mm	25個/箱
			個別包装 単回使用

ガンマ線滅菌済 医療機器届出番号：13B1X00008000020

製造元：コペンハーゲンラボ社（デンマーク）

製造販売元 **株式会社フジメディカル**

販売代理店

〒160-0004

東京都新宿区四谷 4-1 細井ビル 5F

TEL 03-3356-8377 FAX 03-3356-8380

http://www.fuji-medical.co.jp