

# Euro-Med<sup>®</sup> 生検鉗子

Euro-Med<sup>®</sup> Biopsy Punch

子宮頸部及びその周辺組織の検体採取にご使用いただけます。

Euro-Med<sup>®</sup>製品は経済性に優れた高い性能と品質を確保して、ドイツで製造されています。

## 64-689 ティシュラー・モルガン型



人間工学的に優れた、スプリング付全指  
ハンドルと最もポピュラーな先端形状で、  
最適なサンプリングを提供します。  
・シュールロックシステムは、採取後のサン  
プルを確実に保持します。



## 64-687 エッペンドルファー型




標準的なオリジナルデザイ  
ンの楕円形の上部刃と下  
部バスケットにより最適な  
検体採集ができます。



## 64-677 バーク型



人間工学的に優れた、スプリング付  
全指ハンドルと最もポピュラーな楕円  
先端形状で、最適なサンプリングを提  
供します。



\* これらの商品のご要望により製造元にて先端刃の研磨を致します。

\* これらの商品は受注発注品です。

医療機器届出番号: 13B1X00008000024 <未滅菌品>

品番	商品名	仕様	シャフト長	先端寸法	包装
64-687	Euro-Med <sup>®</sup> 生検鉗子	エッペンドルファー型	190 mm	8mm x 4 mm	1本/箱
64-689	Euro-Med <sup>®</sup> 生検鉗子	ティシュラー・モルガン型	210 mm	7mm x 3 mm	1本/箱
64-677	Euro-Med <sup>®</sup> 生検鉗子	バーク型	210 mm	5.5mm x 3.25mm	1本/箱

製造元: クーパーサージカル社 (米国)

製造販売元

販売代理店

株式会社 **フジメディカル**

〒160-0004

東京都新宿区四谷 4-1 細井ビル 5F

TEL 03-3356-8377 FAX 03-3356-8380

http:// www.fuji-medical.co.jp


# Euro-Med® 回転式生検鉗子【ハンドル+交換可能なシャフトタイプチップ】



64-460 ミニタウンセンドチップ



64-484 ティシュラー・モルガンチップ




64-488 ケボーキアンチップ



64-489 オーバルチップ



64-651 ミニチップアップ



シャフトタイプチップ

64-649 回転式ハンドル

ハンドルとシャフトが取り外し可能なため様々な形状のチップのシャフトを付け替えることができます。



64-656 ミニチップダウン



64-751 ティシュラーチップアップ



64-756 ティシュラーチップダウン

\* これらの商品は受注発注品です。

医療機器届出番号: 13B1X00008000024 <未滅菌品>

品番	商品名	仕様	シャフト長	先端寸法	包装
64-649	Euro-Med®生検鉗子	回転式ハンドル	120 mm	(全長)	1本/箱
64-460	Euro-Med®生検鉗子	ミニタウンセンドチップ	230 mm	4.2mm x 2.3 mm	1本/箱
64-484	Euro-Med®生検鉗子	ティシュラー・モルガンチップ	230 mm	7mm x 3 mm	1本/箱
64-488	Euro-Med®生検鉗子	ケボーキアンチップ	230 mm	8mm x 3 mm	1本/箱
64-489	Euro-Med®生検鉗子	オーバルチップ	230 mm	5mm x 3 mm	1本/箱
64-651	Euro-Med®生検鉗子	ミニチップアップ	230 mm	4.2mm x 2.3 mm	1本/箱
64-656	Euro-Med®生検鉗子	ミニチップダウン	230 mm	4.2mm x 2.3 mm	1本/箱
64-751	Euro-Med®生検鉗子	ティシュラーチップアップ	230 mm	7mm x 3 mm	1本/箱
64-756	Euro-Med®生検鉗子	ティシュラーチップダウン	230 mm	7mm x 3 mm	1本/箱

製造元: クーパーサージカル社 (米国)