


# 腹圧測定キット ＜アブバイザー＞

アブバイザーは IAP (腹腔内圧) を IBP (膀胱圧) を使って簡単・正確に測定します。




### オートバルブシステム

生食注入で中のダイアフラムが遮断し生食は膀胱へ、約 90 秒後自動的に戻り、ドレインされます。

### 特徴

- ・キット化により短時間でセットアップできます。
- ・オートバルブにより測定が簡単に、正確に行えます。
- ・腹腔内圧を安定的に測定できます。
- ・測定数値を基に患者管理ができます。



品番	内容	包装
ABV301	オートバルブ、20mLコントロールシリンジ、トレイ入り	10セット/箱
ABV601	オートバルブ、20mLコントロールシリンジ	10セット/箱
ABV611	オートバルブ、20mLコントロールシリンジ、トランスデューサ付	10セット/箱

(ガンマ線滅菌済み)

医療機器届出番号: 13B1X00008000011

製造販売元

販売代理店

株式会社 **フジメディカル**

〒160-0015  
東京都新宿区大京町25 新宿菅井ビル 8F  
TEL 03-3356-8377 FAX 03-3356-8380  
[http:// www.fuji-medical.co.jp](http://www.fuji-medical.co.jp)

# 手順

