

超音波用滅菌ゲル

コニックス滅菌ゲル



【特徴】

- ・直ぐに使用できます。
- ・個別に二重包装されています。
- ・超音波検査・診断に最適な 20mL 入りです。
- ・水溶性で、最適な粘性があります。
- ・pH 値は皮膚に近い弱酸性です。



KONIX Sterile gel - CONTACT MEDIUM FOR ULTRASONIC AND ELECTRICAL TRANSMISSION GEL

■コニックス滅菌ゲル

品番	容量	サイズ	包装
TK001	20mL	130mm × 70mm	48 個/箱

個別二重包装 単回使用

ガンマ線滅菌済

製造元: Turkuaz Medical 社(トルコ)

輸入元:

株式会社フジメディカル

販売代理店:

〒160-0004
 東京都新宿区四谷 4-1 細井ビル 5F
 TEL 03-3356-8377 FAX 03-3356-8380
[http:// www.fuji-medical.co.jp](http://www.fuji-medical.co.jp)