

シャープスカウンター

使用した縫合針の確認とメスの替刃に役立ちます



シャープスカウンター ハードタイプ

針刺しカウントシートの裏面に接着剤が塗布されています。必要な場合は、針刺しカウントシートを容器本体より取り出し、裏面の剥離紙を取り、清潔域の適当な場所に貼り付けてお使い下さい。

容器本体の両外側面に接着テープが付いていますので、容器本体を接着固定することができます。接着テープの剥離紙を取り、清潔域の適当な場所に貼り付けてお使い下さい。



特徴

- 縫合針の使用数量の確認ができます。
- 使用済みメス替刃を磁石で固定します。
- メス刃先を簡単に外す部位を内設しています。

品番	仕様	包装
P23122	20カウンター用	24個/箱
P23123	40カウンター用	16個/箱

<EOG 滅菌済み>