

マウスピース (ソフト & ハード)

内視鏡用マウスピース



EOG 滅菌済

Latex Free/DEHP Free

特徴

- 内視鏡使用時に患者の開口状態を維持します。
- 素材は患者にやさしい、軟質 PVC 製です。
- 素材はラテックスフリー、DEHP フリーです。
- マウスピース(ハード) の内側面は梨地加工が施されていて内視鏡の操作が容易です。

ソフトマウスピース

医療機器届出番号 13B1X00008000030

品番	仕様	包装
PM0055	内径(長径 26mmX 短径 14mm)	30 個/箱

マウスピース(ハード)

医療機器届出番号 13B1X00008000034

品番	仕様	包装
PM0022	内径(長径 26mmX 短径 14mm)	30 個/箱

製造販売元

株式会社 **フジメディカル**

〒160-0004
 東京都新宿区四谷 4-1 細井ビル 5F
 TEL 03-3356-8377 FAX 03-3356-8380
[http:// www.fuji-medical.co.jp](http://www.fuji-medical.co.jp)

販売代理店