

# スパイラルDDS

## MDI 薬剤噴霧吸入デバイス



解放時



閉鎖時

### <特徴>

- ・呼吸回路を外したり、再接続したりの必要がなく、院内感染リスクを低減
- ・どのpMDIもセット可能
- ・投与回数カウンター惹起機構付き
- ・回転ロックシステム/自動伸展機構(アンロック時)
- ・閉鎖時の最小死腔

\* WHO は最近、豚インフルエンザ(H1N1)の伝搬に伴い、ネブライザーを用いる事が、病原伝搬を増加させる方法となると警告。また、医療従事者の院内感染予防にも貢献すると告知した。薬剤の無駄な使用を防止、ハイコスト、環境汚染/感染リスクを減らすスパイラル DDS は、連続7日間御使用に耐えます。



### <競合比較>

仕様	特徴	スパイラル® DDS	A 製品
薬剤投与量カウンター起動装置	正確な薬剤投与/記録保存	Yes	No
ユニバーサル回路使用可能	ICU 患者に挿生となる人工呼吸が可能となる	Yes	No
カテーテルマウントに接続可能	他の部品との共用	Yes	No
直接 ETT や LMA に接続可能	他の部品との共用	Yes	No
ISO 基準に適合したコネクター	他の部品との共用	Yes	No
回転式閉鎖システム	クイックオープンとクローズが可能	Yes	No
自己伸張型機能	人工呼吸の容量/圧がチャンバーを使用可能にする	Yes	No
吸気側部品に接続可能	適切な薬剤を含む気体の移動可能	Yes	Yes
ロック時に死腔が低減される	死腔を少なくし、容量を圧縮できる	Yes	Yes

品番	品名	数量/箱	数量/ケース
AMDN1312	スパイラル DDS	10個	40個

医療機器届出番号： 13B1X00008000004

製造販売元

販売代理店

株式会社 **フジメディカル**

〒160-0015

東京都新宿区大京町25 新宿菅井ビル8F

TEL 03-3356-8377 FAX 03-3356-8380