

内視鏡下手術用送水・吸引チューブセット

〈送水吸引チューブ〉



吸引チューブ:
一方を吸引・洗浄管に接続、
他端を吸引器に接続。

送水チューブ:
2wayタイプのスパイク。
他端はルアロックコネクター

固定用マジックテープ

Latex Free/DEHP Free

特 徴

- ・送水装置又は吸引装置と、内視鏡又は内視鏡用処置具等の持続的送水・吸引において、高流量が得られます。
- ・切れ味の良いスパイクで灌流・洗浄液容器への差し込みが容易です。
- ・灌流・洗浄液を最大 2 パック同時に使用できます。
- ・ワンタッチチューブクランプは片手で注入のON/OFFができます。
- ・素材はラテックスフリー、DEHP フリーです。

品 番	仕 様	包 装
P508078	送水チューブ(外径 9.7mm×内径 6.6mm, 全長 270cm+30cm:2way) 吸引チューブ(外径 12.4mm× 内径 7.8mm, 全長 270cm) 固定用マジックテープ 10 本(5 セット)	10 セット/箱

〈EOG滅菌済〉

医療機器届出番号 13B1X00008000032

製造販売元
株式会社フジメディカル

〒160-0004
東京都新宿区四谷 4-1 細井ビル 5F
TEL 03-3356-8377 FAX 03-3356-8380
[http:// www.fuji-medical.co.jp](http://www.fuji-medical.co.jp)

販売代理店