


フジガードE

FUJIGUARD E

選ばれ続ける尿量管理システム



製品仕様


USP01
エアVENT



USP03
逆流防止弁



USP02
ニードルレス
サンプリングポート



USP04
シートクランプ



品番	仕様	包装
UM500	2,000mL 尿バッグ+500mL尿量計	20個 / 箱

製品の特徴

容量	2,000mL+500mL
世界基準の安全性と信頼性	CEおよびFDA承認取得
仕様	<ul style="list-style-type: none"> ・ニードルレスサンプリングポート採用 ・エアVENT付き
接続性	すべてのフォーリーカテーテルに接続可能

※本カタログの製品仕様については、改良等により予告なしに変更することがあります。



【製造販売元】
株式会社フジメディカル

〒160-0004
東京都新宿区四谷 4-1 細井ビル 5F

TEL 03-3356-8377
FAX 03-3356-8380

【事業内容】

医療機器、医療材料の輸出及び輸入販売
婦人科、麻酔、呼吸関連商品
感染性医療廃棄物処理関連商品
尿採取測定関連商品

