



## シャープスコレクター®

シャープスコレクターは  
容量 0.2L から最大 50L まで、  
場所、用途に応じて選べる  
10 アイテムを揃えた医療廃棄物用容器です。

医療用廃棄物収納システム



F020



F030



F040



F070



F080



F110



F260



F010



F002



F500

| 商品番号 | 容量／規格   | 外径寸法                 | 梱包単位      |
|------|---------|----------------------|-----------|
| F500 | 50リットル  | 400(w)×300(d)×530(h) | 6個/1ケース   |
| F260 | 26リットル  | 340(w)×235(d)×425(h) | 14個/1ケース  |
| F110 | 11リットル  | 290(w)×190(d)×308(h) | 24個/1ケース  |
| F080 | 8リットル   | 285(w)×185(d)×240(h) | 20個/1ケース  |
| F070 | 7リットル   | 178(w)×178(d)×360(h) | 30個/1ケース  |
| F040 | 4リットル   | 178(w)×178(d)×223(h) | 40個/1ケース  |
| F030 | 3リットル   | 190(w)×125(d)×230(h) | 50個/1ケース  |
| F020 | 2リットル   | 190(w)×125(d)×190(h) | 50個/1ケース  |
| F010 | 1リットル   | 100(w)×85(d)×195(h)  | 100個/1ケース |
| F002 | 0.2リットル | 80(w)×38(d)×148(h)   | 100個/1ケース |

※本カタログの製品仕様については、改良等により予告なしに変更することがあります。

# 耐貫通性に優れた製品です

USP01

使用後も安全に処理  
上蓋を半透明にして入れすぎ防止

USP02

2L～11L サイズまで内蓋付

USP03

シリンジごとの廃棄が可能な  
汎用タイプ



USP04

上蓋を強く押し込むと  
完全ロックがかかる仕様



USP05

ISO 23907 基準に適合

## 製品ラインナップ



2L

カートに収まるコンパクトサイズ



3L

カートに収まるコンパクトサイズ



4L

ボールブラケット用アダプター付



COVER

4・7L 投入口  
ボールブラケット用アダプター付



7L

ボールブラケット用アダプター付



**8L**  
中型設置タイプ



**11L**  
中型設置タイプ

COVER  
8・11L 投入口



**26L**  
大量の廃棄物処理が可能

COVER  
26L 投入口



**1L**  
携帯性に優れた設計



**0.2L**  
携帯性に優れた設計



**50L**  
大量の廃棄物処理が可能

COVER  
50L 投入口



# 安全性を向上させる豊富なオプション

各種ブラケットやトレイなどの関連製品も取り揃えています



ワゴンブラケット  
4401 / 1L



ワゴンブラケット  
4402 / 2L.3L 兼用



ワゴンブラケット  
4403 / 4L.7L 兼用




トロリーブラケット  
4261B / 1L  
4247B / 2L  
4240B / 4L.7L 兼用



1L / 2L / 3L トレイ  
TR123



50Lトロリーブラケット  
TY50



4L / 7L ポールブラケット  
PB47



| 品番    | 商品名             | 包装単位 |
|-------|-----------------|------|
| 4261B | 1L トロリーブラケット    | 1個   |
| 4247B | 2L トロリーブラケット    | 1個   |
| 4240B | 4L/7L トロリーブラケット | 1個   |
| PB47  | 4L/7L ポールブラケット  | 5個/箱 |
| TY50  | 50L トロリーブラケット   | 1個   |

| 品番     | 商品名            | 包装単位  |
|--------|----------------|-------|
| 4401   | 1L ワゴンブラケット    | 1個    |
| 4402   | 2L/3L ワゴンブラケット | 1個    |
| 4403   | 4L/7L ワゴンブラケット | 1個    |
| TR123  | 1L/2L/3L トレイ   | 10個/箱 |
| STAND2 | 2L スタンド        | 10個/箱 |



【製造販売元】  
株式会社フジメディカル

〒160-0004  
東京都新宿区四谷 4-1 細井ビル 5F

TEL 03-3356-8377  
FAX 03-3356-8380

【事業内容】

医療機器、医療材料の輸出及び輸入販売  
婦人科、麻酔、呼吸関連商品  
感染性医療廃棄物処理関連商品  
尿採取測定関連商品

