



## シャープスコレクター®

シャープスコレクターは  
容量 0.2L から最大 50L まで、  
場所、用途に応じて選べる  
10 アイテムを揃えた医療廃棄物用容器です。

医療用廃棄物収納システム



F020



F030



F040



F070



F080



F110



F260



F010



F002



F500

商品番号	容量/規格	外径寸法	梱包単位
F500	50リットル	400(w)×300(d)×530(h)	6個/1ケース
F260	26リットル	340(w)×235(d)×425(h)	14個/1ケース
F110	11リットル	290(w)×190(d)×308(h)	24個/1ケース
F080	8リットル	285(w)×185(d)×240(h)	20個/1ケース
F070	7リットル	178(w)×178(d)×360(h)	30個/1ケース
F040	4リットル	178(w)×178(d)×223(h)	40個/1ケース
F030	3リットル	190(w)×125(d)×230(h)	50個/1ケース
F020	2リットル	190(w)×125(d)×190(h)	50個/1ケース
F010	1リットル	100(w)×85(d)×195(h)	100個/1ケース
F002	0.2リットル	80(w)×38(d)×148(h)	100個/1ケース

※本カタログの製品仕様については、改良等により予告なく変更することがあります。

## 耐貫通性に優れた製品です

### USP01

使用後も安全に処理  
上蓋を半透明にして入れすぎ防止

### USP02

2L～11L サイズまで内蓋付


### USP03

シリンジごとの廃棄が可能な  
汎用タイプ



### USP04

上蓋を強く押し込むと  
完全ロックがかかる仕様



### USP05

ISO 23907 基準に適合

## 製品ラインナップ



### 2L

カートに収まるコンパクトサイズ



### 3L

カートに収まるコンパクトサイズ



### 4L

ボールブラケット用アダプター付



### COVER

4・7L 投入口  
ボールブラケット用アダプター付



### 7L

ボールブラケット用アダプター付



**8L**  
中型設置タイプ



**11L**  
中型設置タイプ

COVER  
8・11L 投入口



**26L**  
大量の廃棄物処理が可能

COVER  
26L 投入口



**1L**  
携帯性に優れた設計



**0.2L**  
携帯性に優れた設計



**50L**  
大量の廃棄物処理が可能

COVER  
50L 投入口



# 安全性を向上させる豊富なオプション

各種ブラケットやトレイなどの関連製品も取り揃えています



ワゴンブラケット  
4401 / 1L



ワゴンブラケット  
4402 / 2L.3L 兼用



ワゴンブラケット  
4403 / 4L.7L 兼用




トロリーブラケット  
4261B / 1L  
4247B / 2L  
4240B / 4L.7L 兼用



1L / 2L / 3L トレイ  
TR123



50Lトロリーブラケット  
TY50



4L / 7L ポールブラケット  
PB47



品番	商品名	包装単位
4261B	1Lトロリーブラケット	1個
4247B	2Lトロリーブラケット	1個
4240B	4L/7Lトロリーブラケット	1個
PB47	4L/7Lポールブラケット	5/箱
TY50	50Lトロリーブラケット	1個

品番	商品名	包装単位
4401	1L ワゴンブラケット	1個
4402	2L/3L ワゴンブラケット	1個
4403	4L/7L ワゴンブラケット	1個
TR123	1L/2L/3Lトレイ	10/箱
STAND2	2L スタンド	10個/箱



【製造販売元】  
株式会社フジメディカル

〒160-0004  
東京都新宿区四谷 4-1 細井ビル 5F

TEL 03-3356-8377  
FAX 03-3356-8380

【事業内容】

医療機器、医療材料の輸出及び輸入販売  
婦人科、麻酔、呼吸関連商品  
感染性医療廃棄物処理関連商品  
尿採取測定関連商品

