

# シュア スペック 腔鏡

SURE SPEC VAGINAL SPECULUM

ディスポーザブルタイプ



## 製品の特徴

洗浄滅菌にかかる負担を軽減出来る、ディスポタイプの腔鏡です。

透明な素材で可視性に優れています。


フェイルセーフ機能付き。

※本カタログの製品仕様については、改良等により予告なしに変更することがあります。

## 製品内容

USP01

透明なポリスチレン素材で  
診察・処置をサポート



USP03

フェイルセーフポイント

荷重がかかるとハンドルの  
フェイルセーフポイントで折れ、  
腔内でのリーフの破損を防ぐ破損を防ぎます。

USP02

スクリューで  
リーフの開閉幅をコントロール



## 製品ラインナップ

(クラスI)

品番	品名	仕様(長さ×幅×開口時高さ)	包装
VAGSPE-SS	シュア スペック腔鏡 SS	103mm × 16mm × 63mm	25個/箱
VAGSPE-S	シュア スペック腔鏡 S	103mm × 24mm × 63mm	25個/箱
VAGSPE-M	シュア スペック腔鏡 M	114mm × 31mm × 66mm	25個/箱

医療機器届出番号：13B1X00008000040 / 一般的名称：腔鏡 <EOG滅菌済>

【製造販売元】

株式会社フジメディカル

〒160-0004  
東京都新宿区四谷 4-1 細井ビル 5F

TEL 03-3356-8377  
FAX 03-3356-8380

【事業内容】

医療機器、医療材料の輸出及び輸入販売  
婦人科、麻酔、呼吸関連商品  
感染性医療廃棄物処理関連商品  
尿採取測定関連商品

