

MedGyn シリコーンペッサリー フィッティングセット



FT051000R



FT051005S



FT051007K



FT051011D



FT051012G



FT051010CH

使用上の注意

- ・ 本製品は、使用前に低刺激性洗剤にて洗浄し、流水ですすいだ後、水気を取ってから使用してください。
- ・ 本製品の使用は、医師もしくは医師の指示を受けた医療従事者の指導の下に行ってください。
- ・ 腔内に炎症や出血、感染がある場合には使用しないでください。
- ・ 本製品を取り外した後は、必ず出血や感染がないかを観察し、必要に応じて医師の診察を受けてください。

商品番号	商 品 名	用途・仕様	包装単位
FT051000R	フィッティングセット(リング)	リング #1/#2/#3/#4/#5/#6	1 セット
FT051005S	フィッティングセット(サポートリング)	サポートリング #2/#3/#4/#5/#6/#7	1 セット
FT051007K	フィッティングセット(ノブ付リング)	ノブ付リング #2/#3/#4/#5/#6/#7	1 セット
FT051009C	フィッティングセット(キューブ穴なし)	キューブ(穴なし) #0/#1/#2/#3/#4/#5	1 セット
FT051010CH	フィッティングセット(キューブ穴あり)	キューブ(穴あり) #0/#1/#2/#3/#4/#5	1 セット
FT051011D	フィッティングセット(ドーナツ)	ドーナツ #1/#2/#3/#4/#5/#6	1 セット
FT051012G	フィッティングセット(ゲルホーン)	ゲルホーン #1/#2/#3/#4/#5/#6	1 セット
FT051013GS	フィッティングセット(ゲルホーンショート)	ゲルホーンショート #1/#2/#3/#4/#5/#6	1 セット

製造元:メドガイン社 医療機器認証番号: 307AIBZX00029000

【製造販売元】

株式会社フジメディカル

〒160-0004

東京都新宿区四谷4-1 細井ビル5F

TEL 03-3356-8377

FAX 03-3356-8380

【事業内容】

医療機器、医療材料の輸出及び輸入販売

婦人科、麻酔、呼吸関連商品

感染性医療廃棄物処理関連商品

採尿取測定関連商品