



イリゲーションセット

IRRIGATION SET

ラテックス・DEHPフリー


内視鏡、関節鏡の灌注・洗浄用のイリゲーションセットです。
多彩なラインナップを揃え、医療現場のご要望に合わせた製品となっています。



ピロータイプチャンバー



円筒形ドリップチャンバー



スパイク



標準タイプ

肉厚タイプ

接続チューブ



ワンタッチ
チューブクランプ



先端ルーアロック回転式コネクター

製品の特徴

スパイク針の切れ味が良く、生食バッグにも刺しやすいイリゲーションセット

1,2,4WAYと3種類をご用意しています

長さが2500mm、3200mmと現場様のご要望に合わせて選択頂けます。ラテックス、DEHPフリーです


※本カタログの製品仕様については、改良等により予告なしに変更することがあります。

製品ラインナップ 内視鏡・関節鏡用接続チューブ

(クラス I)

P09414 1Wayセット


2500mm 先端チューブ内径6mm



(クラス I)

P09414I 1Wayセット


2500mm 先端チューブ内径5mm



(クラス I)

P09413 2Wayセット


2500mm 先端チューブ内径6mm



(クラス I)

P09413I 2Wayセット


2500mm 先端チューブ内径5mm



(クラス I)

P09413IS 2Wayセット


2500mm 先端チューブ内径5mm
/ショートタイプ



(クラス I)

P09413C 2Wayセット


3200mm 先端チューブ内径5mm
/ショート/円筒形チャンバータイプ



(クラス I)

P09412 4Wayセット


2500mm 先端チューブ内径6mm



(クラス I)

P09412IS 4Wayセット


2500mm 先端チューブ内径5mm/ショート



(クラス I)

P09433 2Wayセット


2500mm 先端チューブ内径6mm
先端ルアーロック回転式コネクタ-ID:2mmタイプ



(クラス I)

P09433CS 2Wayセット

3200mm 先端チューブ内径6mm
/ショート/円筒形チャンバータイプ
先端ルアーロック回転式コネクタ-ID:2mmタイプ



医療機器届出番号：13B1X00008000009 <EOG滅菌済>

※サイズ表記は誤差が生じる場合があります。

【製造販売元】

株式会社フジメディカル

〒160-0004
東京都新宿区四谷 4-1 細井ビル 5F

TEL 03-3356-8377
FAX 03-3356-8380

【事業内容】

医療機器、医療材料の輸出及び輸入販売
婦人科、麻酔、呼吸関連商品
感染性医療廃棄物処理関連商品
尿採取測定関連商品

