

Herz Bein No.260

ヘルツバイン No.260

段階着圧設計で、 足のコンディション維持をサポート。

医療用弾性ストッキングの技術をベースに、

快適性とサポート性を両立。

日常使いしやすい設計で、

足のコンディション維持をサポートします。



一般医療機器

医療機器届出番号

レディース用：13B3X10177700002

メンズ用：13B3X10177000003

【使用目的、効能又は効果】

本品は下肢（脚）の静脈血、リンパ液のうっ滞を軽減又は予防する等、静脈還流の促進を目的に使用される医療用の弾性ストッキングである。末梢から中枢に向かい漸減的に圧迫を加える機能を有する。

FUTURE



01

段階着圧設計

足首からふくらはぎに向けて圧力を段階的にコントロール。足のコンディション維持をサポートします。



02

足首可動サポート構造

足首周辺の動きを妨げにくい構造で、歩行時の違和感を軽減し、快適な着用感をサポートします。



03

ムレ軽減素材

通気性に配慮した素材設計で、長時間の着用でも快適なコンディションを保ちます。



04

日本製編設計

安心の日本製。医療用ストッキングの技術をもとに、丁寧に編み上げています。

STRUCTURE

ひざ下での締め付けを
防止するソフト構造

足首からふくらはぎに
向かって圧力を段階的に減少

足首は強力サポートで
ホールド

爪先は指が
自由に動くフリー構造

小
ふくらはぎ：21hPa
(13～19mmHg)
着圧
足首：31hPa
(13～19mmHg)
大

かかととは
フリーな状態

土踏まずには適度な着圧による
刺激を与える構造

SPEC

サイズ	M / L / LL 各2足組
カラー	ブラック
素材	ナイロン、ポリウレタン
原産国	日本製
一般医療機器	弾性ストッキング
医療機器届出番号	レディース用 13B3X101777000002 メンズ用 13B3X101770000003
希望小売価格	11,000円(税込)

SIZE LINE UP

レディース	商品コード	サイズ	適正サイズ
	17059	M	22.0～23.5cm
	17060	L	23.5～25.0cm
	17061	LL	24.0～25.5cm
メンズ	商品コード	サイズ	適正サイズ
	00944	M	24.0～25.5cm
	00945	L	25.0～26.5cm
	00946	LL	26.0～27.5cm

※上記のサイズはあくまで目安です。

※ 本製品は医師の治療を目的としたものではありません。※ 使用感には個人差があります。